

Mouth mirrors • Mundspiegel • Espejos de boca
Miroirs à bouche



MIROIR DOUBLE FACE

Sa particularité consiste à avoir deux faces réfléchissantes opposées.
 Deux verres FRONT SURFACE sont réunis l'un à l'autre protégés par une monture circulaire en acier inoxydable.
 Cette monture de forme très étudiée permet de respecter le confort anatomique du patient, que ce soit au niveau de la langue, des lèvres, ou des joues.
 La surface réfléchissante arrière renvoie sur le champ opératoire la lumière du scialytique.
 Ceci élimine un éclairage supplémentaire en bouche et rend le travail plus agréable.

DOPPELSEITIGER MUNDSPIEGEL

Mundspiegel mit zwei Rhodium Front Surface Spiegeln, welche zusammengefügt und gesichert werden durch einen Edelstahl-Rahmen.
 Die anatomische Form des Rahmens respektiert den Komfort des Patienten, wenn als Wangenabhalter benutzt.
 Darüberhinaus, kann vom Vorteil des doppelseitigen designs speziell Gebrauch gemacht werden, wenn als Wangen- oder Zungenabhalter benutzt, und das Oberlicht, mit Hilfe des Rückspiegels, auf die Operations-Stelle im Mund zurückgeworfen wird. (Siehe Foto.)
 Ein Produkt von erstklassiger Qualität um die Arbeit des Zahnarztes zu erleichtern.



DOUBLE SIDED MOUTH MIRRORS :

Mouth mirrors with two opposed reflecting Rhodium Front Surface mirrors united and protected by a circular stainless steel mounting.
 The mounting designed in an anatomical form respects totally the comfort of the patient when used as cheek or tongue retractor.
 Moreover, the double side reflection can be usefully taken advantage of when using the mirror as a retractor and the Scialytic light, with help of the mirror on the back, is reflected on the observed area in the mouth, as shown on the picture.
 A high quality instrument facilitating the surgeon's work.

ESPEJOS DENTALES DOBLE CARA

Son espejos con dos superficies reflejantes opuestas con una cubierta de rodio (Front Surface). Ellas son juntadas y protegidas por un engastado de acero inoxidable.
 El diseño del engastado respeta el confort del paciente cuando este espejo es utilizado como un separador para los labios, la lengua o la mejilla.
 Además, la superficie reflejante doble cara puede ser útil cuando el espejo es utilizado como un separador y un instrumento para enviar la luz del Scialytique® en la zona indicada de la boca (ver la fotografía arriba).
 Eso evita un alumbrado añadido en la boca y facilita el trabajo.

Ø M/M	N°	Références Double Face FRONT SURFACE			
		Simple stem		Cone socket stem	
22	4	7322	7323	8322	8323
24	5	7324	7325	8324	8325

